



Silverdietylditiokarbamat, 25 g

Produktnr:

1447624

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



ACS-klass, CAS-nr 1470-61-7 (C₂H₅)₂NCS₂Ag, FW = 256,13. Lämplighet för mätning av arsenik: godkänt test

Specifikationer

Antal tester :	Varierar
Instrument:	Alla utom DR/800, PC II
Mätområde:	0 - 0,200 mg/L As
Metodnummer:	8013
Plattform:	Jar
Volym/förpackningsstorlek:	25