



## Bariumstandardlösning, 1000 mg/L som Ba (NIST), 100 mL

**Produktnr:** 1461142  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Inget leveransdatum anges**

För noggrannhetskontroller vid mätning av barium

---

### Specifikationer

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Beskrivning:   | Bariumstandardlösning som Ba (NIST) |
| Koncentration: | 1000 mg/L                           |
| Plattform:     | Lösning                             |