



Kväveammoniak, standardlösning, 50 mg/L som NH₃-N, 16/förp. - 10 mL Voulette-ampull

Produktnr: 1479110
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

För noggrannhetskontroller vid mätning av ammoniakkväve

Enkla noggrannhetskontroller

Voulette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	Ammoniakstandardlösning som NH ₃ -N
Koncentration:	50 mg/L
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	mL/16