



Buret, automatic, class A, 5 mL

Produktnr: 2055037

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Calibrated to ASTM E694 standard. NIST traceable, Class A buret with 70 mL reservoir. 5.0 mL buret capacity with 0.1 mL subdivision (tolerance ± 0.01 mL). Reservoir stopper and #2 PTFE stopcocks included.

Specifikationer

Kapacitet :	5 mL
Material:	Class A Glass
Specialfunktioner:	Buret, Automatic