



Digital EDTA-titrator-kassett, 0,0716 M

Produktnr:

2081701

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



EDTA-standardlösning. För mätning av järn med titrering med digital titrator. 0,0716 M. Siffror x 0,1 = mg/L Fe i 50 mL

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byrätter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kassett.

Specifikationer

Antal tester :	40 – 100
Mätområde:	10 - 100 mg/L Fe
Metodnamn:	EDTA
Parameter:	Järn
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0,0716 M EDTA