



Pipett, serologisk, steril, polystyren med propp, 1 mL, 50/ förp.

Produktnr:	2092835
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Steril plastpipett för engångsbruk med propp. Bulkförpackade i 2x 25/förpackning. Färgkodade. Svart stigande/fallande gradering. Kalibrerade "För leverans". Noggrannhet ± 2 %.

Specifikationer

Graduations:	0.01 mL
Kapacitet :	1 mL
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.