



## Pipett, Mohr, polypropylen, 10 mL, 12/förp.

Produktnr: 210668

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Graderade, genomskinliga polypropylenpipetter. Idealiska för kiseldioxidanalys. Autoklaverbara (temperaturer över 60 °C kan orsaka förändringar i volymer).

---

### Specifikationer

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Graduations:               | 0.1 mL    |
| Kapacitet :                | 10 mL     |
| Volym/förpackningsstorlek: | 12 /förp. |