



Pipettspetsar, Tensette-pipett 1970010, 1,0 - 10,0 mL, icke-sterila, 250/förp.

Produktnr:	2199725
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Utför exakt, ekonomisk pipettering med Hachs Tensette-pipetter. Enkanalspipetter med luftförskjutning finns i två modeller: 0,1 - 1,0 mL volymer (i steg om 0,1 mL) eller 1,0 - 10,0 mL (i steg om 1,0 mL). Volymval med en enkel vridning av kolven.

Specifikationer

Volym/förpackningsstorlek:	250 /förp.
----------------------------	------------