



Reagenssats, mangan, HF, periodatoxidation, 25 mL

Produktnr:

2243200

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För mätning av mangan med periodatoxideringsmetoden, Hach-metod 8034. EPA-godkänd för rapportering av avloppsvatten (nedbrytning krävs) - Federal Register, 44, (116) 34193 (14 juni 1979). Område 0,1 - 20,0 mg/L Mn. Provvolum: 25 mL. Satsen innehåller: kuddar med buffertpulver (citrattyp) och kuddar med natriumperiodatpulver för 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Metodnamn:	Periodatoxidation
Metodnummer:	8034
Parameter:	Manganese
Plattform:	Powder Pillows
Provvolum:	25 mL
Specialfunktioner:	Manganreagenssats, HR, 25 mL