



Reagenssats, kromat, digital titrator

Produktnr:

2272400

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



För mätning av kromat med titrering av natriumtiosulfat med digital titrator. Hach-metod 8211. Område: 20 - 400 mg/L CrO₄.
Reagenssatsen innehåller: kuddar med upplöst syre 3-reagenspulver, kuddar med kaliumjodpulver, natriumtiosulfatkassett (0,2068 N) samt stärkelseindikatorlösning. Cirka 40 - 100 tester

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kassett.

Specifikationer

Antal tester :	40 – 100
Mätområde:	20 - 400 mg/L CrO ₄ ²⁻
Metodnamn:	8211