



## Tube, culture, 16 x 100 mm, each

**Produktnr:** 2275800

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2275806

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

---

## Specifikationer

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Diameter:                  | 16 mm                  |
| Kapacitet :                | Capacity to Neck 11 mL |
| Längd:                     | 100 mm                 |
| Volym/förpackningsstorlek: | 1                      |