



Nikotinsyra p-toluensulfonsyra, 25 g

Produktnr:	2278124
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

(Nikotinsyra PTSA) protein-TKN standard: 4,743 % N, 29,64 % råprotein. För kontroll av återställning av noggrannhet och nedbrytning i totalt kväve och TKN-mätningar. 25 g flaska. Läs 2277800 för att se en komplett sats med tre standarder med ökande motståndskraft mot nedbrytning.

Specifikationer

Plattform: Jar