



Buffertlösning, pH 7,00, gul färgkodning, 20 L

Produktnr: 2283561
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Färgkodad pH-buffertlösning för enkel identifiering. pH är $7,00 \pm 0,02$ vid 25 °C. 20 L bag-in-box-paket med en hoptryckbar innerpåse i en kartong av vit wellpapp. Perfekt förpackningsstorlek för laboratorier som utför pH-tester i stor skala.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Bag-in-box (BiB)
pH Värde(n):	7,00 $\pm$ 0,02 pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 6 månader
Volym/förpackningsstorlek:	20 L