



Buffertpulverkuddar, pH 4,01 och pH 7,00, 2x15/fp

Produktnr:

2299264

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

pH-buffertpulverkuddar för kalibrering av pH-elektrod. Varje pulverkudde förbereder 50 mL färsk buffertlösning. Färgkodade för enkel identifiering. pH är $\pm 0,02$ vid 25 °C. Förpackning med 15 kuddar av pH 4,01 (röd) och 15 kuddar av pH 7,00 (gul).

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Pulverkuddar
pH Värde(n):	4,01 & 7,00 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Häll ut förberedd lösning efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	30 st.