



A-1-buljongmedium, dehydrerat, 500 g

Produktnr:

2309934

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



A-1-buljongmedium, dehydrerat. Buljong för 24-timmars MPN-metod för fekala kolibakterier. Se Mikrobiologisk testning för förberett medium. Flaska/500 g.

Kompletta lösningar för testning av rekreativsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

Kompletta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

Kompletta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

Specifikationer

Media Type:	A-1-buljongmedium
Region:	Global
Volym/förpackningsstorlek:	500 g