



## Butterfields buffrat fosfat, 450 mL, 10/förp.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>     | <b>2319110</b> |
| SEK Pris:             | Kontakta oss   |
| Skickas inom 2 veckor |                |

Butterfields buffrat fosfat, flaska 450 mL. 10/förp.

### Kompletta lösningar för testning av rekreativsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

### Kompletta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

### Kompletta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

---

## Specifikationer

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Enhet:                     | 10/förp. |
| Volym:                     | 450 mL   |
| Volym/förpackningsstorlek: | 10/förp. |