



Ammoniakstandardlösning, 1 000 mg/L, 1 L

Produktnr: 2354153
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Ammoniak, 1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. 1 L-flaska

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Ammoniakstandardlösning
Koncentration:	1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Ammoniak
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	1 L