



Sulfitstandardlösning, 15 mg/L som SO₃ (ekvivalent), 500 mL

Produktnr:

2408449

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Sulfitekvivalent standardlösning. Beredd med stabiliserat natriumtiosulfat. Motsvarar 15 mg/L som SO₃, 500 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:

Sulfitekvivalent lösning som SO₄²⁻ (NIST)

Koncentration:

15 mg/L

Plattform:

Lösning