



Standardlösning, natriumtiosulfat, stabiliserad, 0,0250 N, 1 L

Produktnr: 2409353
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Natriumtiosulfat, stabiliserad, standardlösning. 0,0250 N. område: 1 större än 10 mg/L. Flaska/1 L.

För mätning av upplöst syre med Winkler-titrering. Stabiliserad natriumtiosulfatformel

Specifikationer

Antal tester :	Varierar
Beskrivning:	Natriumtiosulfatstandardlösning, 0,025N
Koncentration:	0,025 N
Mätområde:	1 - mer än 10 mg/L
Metodnamn:	Winkler
Metodnummer:	8215
Plattform:	Lösning
Volym:	1000 mL