



Ampuller, m-FC med rosolsyra, plast, 2 mL, 50/förp.

Produktnr:	2428550
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

m-FC/rosolsyrabuljong i ampuller

Kompletta lösningar för testning av rekreationsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

Kompletta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

Kompletta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-FC/rosolsyrabuljong
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.