



Reagenssats, mangan, LR, 50 mL

Produktnr:

2440200

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av molybden i lågt område med ternärkomplexmetoden (Hach metod 8169). Område: 0,02 - 3,00 mg/L som Mo. Provvolum: 50 mL. Satsen innehåller: kuddar med molybden 1-reagenspulver och molybden 2-reagenslösning för cirka 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Mo
Metodnamn:	Ternärt komplex
Metodnummer:	8169