



Reagenssats, järn (totalt), HR, digital titrator

Produktnr:

2449300

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av järn med titrering med digital EDTA-titrator. Hach-metod 8214. Område: 100 - 1000 mg/L som Fe. Reagenssatsen innehåller: kuddar med citratbuffertpulver, kuddar med natriumperiodatpulver, kuddar med sulfosalicylsyrapulver och 0,716 M digital EDTA-titratorkassett. Cirka 40 - 100 tester.

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kassett.

Specifikationer

Antal tester :	100
Mätområde:	100 - 1000 mg/L Fe
Metodnamn:	TitraVer-titrering
Metodnummer:	8214
Plattform:	Digital Titrator
Specialfunktioner:	Järn (totalt) reagenssats, digital titrator, HR