



Be Right™



Reagenspulver, askorbinsyra, fosfor, 48 g

Produktnr:	2651255
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

För mätning av reaktivt fosfor (fosfat) med Rapid Liquid-askorbinsyrametoden. Hach-metod 10055. Används med utspädningslösning för askorbinsyreareagens (2599949) och lösning för molybdatreagens (2599849). 48 g flaska.

Specifikationer

Antal tester :	250
Beskrivning:	Reagenspulver för askorbinsyra
Metodnamn:	Askorbinsyra
Plattform:	Jar