



Reagenssats, fosfor, Rapid Liquid-askorbinsyra

Produktnr:

2678600

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För mätning av reaktiv fosfor (ortofosfat) med Rapid Liquid-askorbinsyrametoden. Hach-metod 10055. Område: 19 - 3000 µg/L PO₄. Satsen innehåller: utspädningslösning med askorbinsyrareagens, pulver med askorbinsyrareagens och lösning med molybdatreagens för cirka 250 tester.

Bekvämlighet

För Rapid Liquid-metoder används flytande reagenser, dispenserar för flaskhalsar och genomströmningsceller för att förenkla testningen.

Prestanda

Eftersom genomströmningscellen utgör ett stationärt optiskt system ger Rapid Liquid-metoder normalt bättre precision än metoder som kräver förflyttning av provceller.

Effektivitet

Rapid Liquid-metoder är idealiska för högvolympstestning.

Specifikationer

Antal tester :	250
Instrument:	Alla utom DR 900, DR/800-serien, PC II
Mätområde:	19 - 3000 µg/L PO ₄
Metodnamn:	Askorbinsyra
Metodnummer:	10055
Plattform:	Lösning