



Test kit atrazine for pocket colorimeter II

Produktnr: 2763500

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Specifikationer

Antal tester :	Up to 18
Certifieringar:	European CE mark
Detektor:	Silicon detector
Display :	LCD, backlit
Instrument:	Kit includes PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	Q
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Metodnamn:	Semiquantitative
	Colorimeter Immunoassay
Metodnummer:	10050
Parameter:	Atrazine
Provcellens spaltlängd:	1 cm 25 mm
Våglängdsnoggrannhet:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Vikt :	0,23 kg