



Test kit TPH in soil, pocket colorimeter II

Produktnr:

2775000

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Specifikationer

Antal tester :	Upp till 18
Certifieringar:	European CE mark
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Instrument:	Kit includes PC II
Kapslingsklass:	IP67
Kapslingstyp:	Q (2 cases)
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Mätområde:	20, 50, 100, 200
	ppm thresholds
Metodnamn:	Colorimeter/ Immunoassay
Metodnummer:	10050
Parameter:	TPH in Soil**
Test-kit modell:	Pocket Colorimeter™ II**
Våglängdsnoggrannhet:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vikt :	0,23 kg