




Förberedda agarplattor m-ColiBlue24, 15/förp.

Produktnr:	2805215
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

m-ColiBlue24-buljong

m-ColiBlue24-buljong, agar-plattor

Hachs användningsklara medier eliminerar stegen mätning, blandning och autoklavering som krävs för att förbereda dehydrerade medier. Inom 24 timmar ger Hachs m-ColiBlue24-buljong samtliga resultat för kolibakterier totalt och E. coli. Glasampuller (26084-20), plastampuller (260845-00), 100 mL-flaskor (26084-42) m-ColiBlue24 och agarplattor (28052-15), ger maximal hållbarhet och enkel användning för föruppmätta och förberedda medier. Räkna upp kolibakterier totalt och E. coli på en petriskål. Utför nödfallstestning och rutinövervakning. Få överlägsen känslighet – 1 CFU/100 mL. Särskilj enkelt kolonier – rött och blått indikerar kolibakterier totalt och blått anger E. coli. Få optimal återhämtning av stressade och skadade organismer. Minimera bakgrundstillväxten av icke-koliforma bakterier. Eliminera specialutrustning och ultraviolett lampor. Med användningsklar m-ColiBlue24-buljong får du följande fördelar:

Detektering och identifiering på 24 timmar

Hachs m-ColiBlue24-buljong upptäcker och identifierar samtidigt både kolibakterier totalt och Escherichia coli (E. coli). Inkubationstiden är 24 timmar för fullständig uppräknings. Det finns inget bekräftelsesteg.

Lätt att läsa

m-ColiBlue24 gör det enkelt att skilja mellan kolibakterier och E. coli – E. coli är blå; andra kolibakterier är röda; kolibakterier totalt är summan av de två. Så enkelt är det.

Lätt att tolka

m-ColiBlue24 kräver inga fluorescerande lampor eller färgkomparatorer – tolkningen av resultaten sker genom enkel visuell identifiering.

Mer exakt

Räkna upp testresultat direkt med m-ColiBlue24-buljong. m-ColiBlue24 är mycket mer noggrann och exakt än statistikbaserade test som MPN (siffror med högst sannolikhet) och fermentering i flera rör (MTF).1,2,3

Billigare

m-ColiBlue24 ger bäst valuta för ett EPA-godkänt 24-timmars medium för uppräknings av kolibakterier totalt och E. coli. Dessutom erbjuder Hach Company inte bara den totala lösningen utan även speciella rabattpaket på medier, petriskålar, membran och filtreringsutrustning.

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-ColiBlue
Volym/förpackningsstorlek:	15 /förp.