



Kvalitetskontrollstandard för hårdhet, lågt område, 500 mL

Produktnr:	2833449
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Klar att använda - ingen utspädning krävs. Blandad standard innehåller: total hårdhet: 100 mg/L som CaCO₃. Kalciumhårdhet: 50 mg/L som CaCO₃.

Specifikationer

Beskrivning:	Låg hårdhet, blandad standard för QC-parameter
Koncentration:	Kalciumhårdhet 50 mg/L CaCO ₃
Plattform:	Lösning