



Standard för kvalitetskontroll av metaller i dricksvatten, lågt område, 500 mL

Produktnr:	2833749
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Klar att använda - ingen utspädning krävs. Blandad standard innehåller: koppar: 1 mg/L Cu, järn: 0,3 mg/L Fe, mangan: 0,1 mg/L mg/LMN. 500 mL flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Metaller i dricksvatten (lågt område), blandad standard för QC-parameter
Koncentration:	Mangan: 0,1 mg/L Mn
Plattform:	Lösning