



Kaliumjodid Swiftest Bulk Dispenser med kaliumjodid påfyllningsflaska

Produktnr:

2834100

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av totalchlor med Autocat 9000 Chlorine Amperometric Titrator. Innehåller Swiftest-dispenser och flaska med tillräckligt mycket reagens för cirka 300 tester.

Snabb, enkel reagenstillsats

Idealisk för testning av höga volymer totalchlor med hjälp av Hachs högkvalitativa kaliumjodidpulver.

Krama handtaget för att addera pulver

Inga öppna reagensbehållare behövs, mindre förpackningsavfall

Färgkodning efter parameter

Handtaget till Swiftest-dispensern är färgkodat för enkel identifiering av parameter.

Specifikationer

Metodnamn: Amperometrisk titrering

Plattform: Swiftest

Obligatoriska tillbehör

- Kaliumjodid SwifTest dispenserpåfyllning (Item 107760)