



Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 28 mL

Produktnr:	2841700
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Påfyllningslösning för elektrodreferenselement, kaliumklorid (KCl) med mättad AgCl, 3 M, 28 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	MTC301, PHC301, 5012T
Formula:	KCl 3M & AgCl mättad
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Påfyllning
Volym/förpackningsstorlek:	28 mL