



Standardlösning för konduktivitet, 10 000 µS/cm, NaCl, 50 mL

Produktnr: 2972226
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösning för konduktivitet, 10000 µS/cm ±100 µS/cm vid 25 °C, 5,556 g/L ±0,03 g/L NaCl (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 50 mL droppkorksflaska.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitetsmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för konduktivitet
Formel:	NaCl
Koncentration:	5,556 g/L NaCl
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	50 mL