



## Påfyllningslösning, ISENH3181, 0,1 M $\text{NH}_4\text{Cl}$ , 50 mL

**Produktnr:** 4447226  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Skickas inom 2 veckor**

Påfyllningslösning för jonselektiv elektrod, ammoniak (ISENH3181), ammoniumklorid ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ), 0,1 M, 50 mL-flaska

---

### Specifikationer

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Beskrivning:               | ISENH3181                    |
| Formula:                   | $\text{NH}_4\text{Cl}$ 0,1 M |
| Plattform:                 | Lösning                      |
| Solution Type:             | Påfyllning                   |
| Volym/förpackningsstorlek: | 50 mL                        |