



Pulverkuddar med jonstyrkejusterare (ISA) för nitrat, 100

Produktnr:

4456369

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Jonstyrkejusterare (ISA) för nitratmätningar med metoden med jonselektiv elektrod (ISE). Pulverform förhindrar utspädning av prover. Perfekt för avläsning av låga nitratnivåer. Eliminera de flesta störningar. Förpackning med 100 pulverkuddar.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Pulverkuddar med jonstyrkejusterare för nitrat
Koncentration:	ISA
Mätområde:	0,05 - 14 000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Metodnamn:	Jonselektiva elektroder
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	Nitrat
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.