



Be Right™



Bottle, dropping, assembly, 15 mL, 6/pk

Produktnr: 714046

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Assembly Dropping Bottle, 15 mL. 6/pk. Equivalent to 0.50 oz. Round polyethylene bottle. Dropper plug and cap are sold separately.

Specifikationer

Body Material:	Low Density Plastic
Kapacitet :	15 mL
Material:	LDPE
Package size UOM:	6pk