



Standardlösning, sexvärdigt krom, 50 mg/L Cr⁶⁺ (NIST), 100 mL

Produktnr:

81042H

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

För noggrannhetskontroller vid mätning av sexvärdigt krom. 50 mg/L som Cr₆⁺, 100 mL flaska

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för sexvärdigt krom som Cr ³⁺ (NIST)
Koncentration:	50 mg/L
Plattform:	Lösning