



Buffertpulverkuddar, pH 8,30, 50 mL, 25/förp

Produktnr:

89868

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Buffert för förberedning av monokloraminstandarder och detektering av visuella alkalinitetsslutpunkter. pH 8,30, provvolym: 50 mL.
Förpackning med 25 pulverkuddar.

Färsk och tillförlitlig

Pulverkuddar med enhetlig dos säkerställer färskhets och eliminerar risken för föroreningar.

Specifikationer

Beskrivning:	Buffertpulverkuddar, 25/förp
Koncentration:	pH 8,3
Plattform:	Powder Pillows