



Fritt ammoniak och monokloramin Chemkey-reagenter (25 tester vardera)

Produktnr: 9429600
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Fritt ammoniak, 0,05 – 0,5 mg/L, och monokloramin, 0,04 - 4,00 mg/L, Chemkeys. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Mätområde:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parameter:	Fritt ammoniak Monokloramin
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	50/förp. (25 tester vardera)