



## Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)-sats

**Produktnr:** LPV443.99.20002

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

### Test av vattenkvalitet. Extremt effektiviserad.

Den nya Hach SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) utför samma tester med färre än hälften så många manuella steg. Få mycket noggranna resultat med mindre fel­mög­ligheter på en bråkdel av tiden. Upp till sex parametrar testas samtidigt.

#### Mindre variationer

Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer. Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer och reagenser som i befintliga Hach-metoder används.

#### Mindre huvudvärk

Ett enda instrument kombinerar kolorimetriska och elektrokemiska test i ett fältkit som kräver färre klumpiga tillbehör. Det finns inga pulverkuddar eller glastror att hantera. Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey.

#### Snabbare tester

Utför upp till fyra kolorimetriska och två elektrodbaserade mätningar samtidigt och slutför hela testserien på 25 % av tiden. Utför fler test i anläggningen, få de resultat du behöver snabbare och besök fler anläggningar på varje skift.

#### Chemkey-teknik

Chemkey-reagenter innehåller samma kemikalier och utför samma processteg som du har litat på i decennier – nu finns de i ett enkelt, komplett paket. EPA-godkänd för rapportering av fritt och totalt klor i dricksvatten applikationer.

---

## Specifikationer

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterilivslängd:     | >200 Chemkey tester per<br>batteriladdning                                                                                                                                                |
| Batterityp:           | Laddningsbart Lithium-Ion batteri                                                                                                                                                         |
| Certifieringar :      | CE-kompatibel                                                                                                                                                                             |
| Garanti :             | 24 månader                                                                                                                                                                                |
| Gränssnitt (option):  | Mini-USB                                                                                                                                                                                  |
| Instrument Bundle:    | Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit                                                                                                                                 |
| Kapslingsklass:       | IP64                                                                                                                                                                                      |
| Lagringsförhållanden: | -20 - 60 °C /maximalt 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)                                                                                                                     |
| Lamp Type:            | Lysdiod (LED)                                                                                                                                                                             |
| Leveransomfattning:   | SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.                                                                                                                                                                           |
| Mätläge:                | Transmittans (%), absorbans (abs) och koncentration (Conc)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgivningstemperatur:   | 5 - 50 °C /maximalt 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skyddsklass:            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vad ingår i leveransen: | SL1000-mätare, bärväska, 1 instrumentprovkopp, 2 elektrodprovkoppar, laddningsbart batteri, batteriladdare, handrem, instrumenthandbok och USB-kabel plus 1 pH-elektrod, 1 konduktivitetselektrod och 1 låda vardera av Chemkeys med fritt klor, totalt klor, monokloramin, nitrit och fri ammoniak. |

---

## Vad finns i förpackningen

SL1000-mätare, bärväska, 1 instrumentprovkopp, 2 elektrodprovkoppar, laddningsbart batteri, batteriladdare, handrem, instrumenthandbok och USB-kabel plus 1 pH-elektrod, 1 konduktivitetselektrod och 1 låda vardera av Chemkeys med fritt klor, totalt klor, monokloramin, nitrit och fri ammoniak.