



Millipore EZ-Fit-grenrör

Produktnr:	2586201
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Vakuumbgrenrör för allmän mikrobiologisk analys

Grenrörsfot, 1-plats, rostfritt stål

Unik design för enkel rengöring och dekontaminering.

Olika huvuden för filtreringsenheter för återanvändning och engångsbruk.

Snabbkopplingar för vakuumslang. Låg höjd för enkel användning i laminärflödesbänkar

Enkelt att förhindra biofilmer: Det nya EZ-Fit-grenrörets konstruktion eliminerar föroreningskällor som kan ge falska positiva resultat. Alla invändiga ytor är åtkomliga och kan rengöras effektivt. Alla komponenter kan autoklaveras.

Varje komponent kan tas bort snabbt och enkelt utan några ytterligare verktyg.

En backventil är integrerad i slangkopplingen för att förhindra återflöde av vätska från vakuumsystemet.

2-vägsventilen förhindrar att användaren råkar vidröra filtreringshuvudet vid öppning och stängning.