




Be Right™



Titralab AS1000-serien, provväxlare, 12 lägen, bågare 50 ml och 150 ml, för två sonder

Produktnr:

AS1000.99.12150

SEK Pris:

[Kontakta oss](#)

Skickas inom 1 vecka

The AS1000 Sample Changer is the perfect laboratory assistant for automating analyses on sample series.

The Titralab AS1000 series is an automatic sample changer used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators. The AS1000 is available in four configurations of different tray capacity that holds the sample beakers. The rotating module turns the tray to change the sample position while the lifting module moves sensors and tubes up and down into each sample. The AS1000 ensures automatic stirring of samples thanks to its integrated magnetic stirrer, and rinsing of probes between each sample analysed thanks to dedicated rinse positions. The AT1000 Series/AS1000 Series setup is entirely PC-controlled with the TM1000 software to automate sample analysis series. It archives results, covering a wide variety of aqueous sample applications such as pH/Conductivity/Alkalinity and Hardness in water, Chlorides content in food products, pH/Acidity in wine and juices, Free & Total SO₂ in wine.

Run sample analyses in total autonomy, without user intervention

The rotating module turns the tray to change the sample position while the lifting module moves sensors and tubes up and down into each sample. Single-radius sample trays for up to 30 samples.

Complete automation to free up your time

AS1000 Sample Changer multi-parameter automation solutions release operators' time from cumbersome repetitive analyses for more valuable tasks that cannot be automated.

Specifikationer

Garanti :

24 månader

Number of sample positions:

12

Vad ingår i leveransen:

AS1000 provväxlare omfattar: lyftmodul, roterande modul med karusellbricka, stödbas med magnetisk omrörare, prob- och rörhållare, RS-232-kabel med USB-/serieadapter för att ansluta AS1000 till PC, nättaggregat, uppsättning magnetiska omrörare, sats med PP-bägare och TM1000 PC-programvara med Ethernet-kablar för anslutning av AT1000 till lokalt nätverk eller dator.

Vad finns i förpackningen

AS1000 provväxlare omfattar: lyftmodul, roterande modul med karusellbricka, stödbas med magnetisk omrörare, prob- och rörhållare, RS-232-kabel med USB-/serieadapter för att ansluta AS1000 till PC, nättaggregat, uppsättning magnetiska omrörare, sats med PP-bägare och TM1000 PC-programvara med Ethernet-kablar för anslutning av AT1000 till lokalt nätverk eller dator.