



Polymetron 9610 sc Kiselanalysator

Produktnr: 9610.KTO.S0.XXX

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Mindre Underhåll, Mindre Stopptid

Pålitlig online Kiselanalysator som spar tid och möda. Tillgänglig med 1/2/4/6 kanaler, inklusive reagensset för uppstart och upp till 90 dagar mätning.

Analysatorn kan användas med kundtillverkade reagenser eller färdigblandade reagenser från oss som är tillverkade för optimal noggrannhet som har en praktisk design med färgkodade korkar och förseglade flaskor detta tillåter ett snabbt och enkelt byte av reagenser. Endast 2 liter av varje reagens krävs för att analysatorn ska mäta utan tillsyn i 90 dagar.

90 dagar kontiunerlig mätning

Med endast 2 liter av varje reagens mäter analysatorn, utan tillsyn upp till 90 dagar. Det är dubbelt så länge som tidigare analysatormodeller.

Lite underhåll

Marknadens enda trycksatta reagensdosering eliminerar allt underhåll som är förenat med pumpar.

Reducerad stopptid

Oplanerade stopp undviks tack vare förutseende diagnostikverktyg, såsom Prognosys teknologi, varnings LEDs och "high-visibility" skärmmeddelanden.

Enkel att verifiera med våra lab-produkter

Manuellt Prov In och Ut funktionen tillåter en snabb analys av ett prov som hålls i analysatorn. Ett prov kan enkelt tas från analysatorn för verifikation på lab med hjälp av våra pålitliga lab produkter.

Specifikationer

Antal kanaler:	1, 2, 4, 6; programmerbar sekvens
Applikation:	Pure water / Power
Arbetsluftfuktighet:	5 - 95 % icke kondenserande (används endast inomhus)
Certifieringar :	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)
	KC (EN 61326-1: 2006)
	C-tick (EN 61326-1: 2006)
	cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Detektionsgräns:	0,5 µg/L
Dimension (H x B x D):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Flödeshastighet:	Sample line and sample bypass drain: 6 mm (¼-in.)

	Air purge inlet: 6 mm (¼-in.) Chemical and case drains: 9.5 mm (3/8-in.)
Föroreningsgrad :	2/II
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	English, French, Spanish, B. Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Thai, German, Italian, C. Portuguese, Czech, Danish, Dutch, Polish, Swedish, Finnish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Lithuanian, Russian, Turkish, Slovak, Slovenian, Croatian, Greek, Estonian
Instrumentkompabilitet:	SC200, SC1000
Kapslingsklass:	IP56 / NEMA 4X
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C
Larm:	Fyra reläutgångar; typ: potentialfria SPDT relän, 5 A resistivt, 240 VAC maximum Anslutning: 0,8 till 2 mm² kabel, 2 mm² rekommenderas
Ljuskälla:	Klass 1M LED (light emitting diode) med en topp-våglängd på 810 nm
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Mätområde:	0 - 5000 µg/L som SiO ₂
Mätprincip:	Colorimetric
Monteringsform:	Vägg, panel eller bord
Noggrannhet:	0 - 500 µg/L: ±1% or ±1 µg/L av uppmätt värde, det som är störst; 500 - 5000 µg/L: ±5% (Testad med Hach reagens)
Omgivningstemperatur:	5 - 45 °C
Parameter:	Silica
Prov: tryck:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (för förinställning av tryckregulator)
Provflödes hastighet:	55 - 300 mL/min
Provtemperatur:	5 - 50 °C
Reagensförbrukning:	2 L av varje reagens var 90:e dag med 15 minuter mätintervall
Reläer:	Fyra; typ: potentialfria SPDT relän, 5 A resistivt, 240 VAC maximum
Repeterbarhet:	± 0.5 µg/L eller ± 1 % av uppmätt värde, det som är störst
Responstid :	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Skyddsklass:	I
Stickprov:	Möjlighet till Manuellt Prov In och manellt Prov Ut
Utgång :	4 - 20 mA
Vikt :	20 kg utan reagens och standard, 36,3 kg med reagens