



Formaldehydkyvettest - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO, 25 tester

Produktnr:

LCK425

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.5 - 10 mg/L H ₂ CO
Metodnamn:	Acetylaceton
Parameter:	Formaldehyd
Plattform:	LCK