



Be Right™



pH-buffertlösning, pH 7,00, 500 mL

Produktnr: 2283549.99
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kvalitetsbuffertlösning, gul färgkodning för enkel identifiering. Spårbarhet till NIST. pH är $7,00 \pm 0,02$ vid 25 °C.

Specifikationer

Beskrivning:	Buffertlösning (gul färgkodning) (NIST)
Färgkodad?:	Ja
Koncentration:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Package settings:	Flaska
pH Värde(n):	7.00
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL