



Formaldehyd, spårämnen, kyvtest, ISO 12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO

Produktnr:

LCS425

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.05 - 3.0 mg/L H ₂ CO
Metodnamn:	Acetylaceton
Parameter:	Formaldehyd, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	För utvärdering krävs 50 mm rektangulära halvmikrokyvetter.
Uppslutning krävs:	ja