



Högt område Ortofosfat Chemkey-reagenser (25 tester)

Produktnr:	8636500
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Högt område Ortofosfat Chemkeys, mätområde 2,0 - 30,0 mg/L PO₄. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Mätområde:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.