



Reagenssats, reduktionsmedel för pannvatten

Produktnr:

LCW250

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För koncentrationer på 0,05-1,0 mg/L DEHA

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Reduktionsmedel för pannvatten (syreabsorberare)
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Metodnamn:	Järnreduktionsmetod
Parameter:	Reduktionsmedel