



pH-kombinationselektrod med TOP68 kontakt, PT100

Produktnr:	LZX546.1
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Steriliserbara processelektrod och dubbelt referenssystem för hög temperatur och tryck, med huvudanslutning TOP68. Ersatt LZX546

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, lämplig för höga temperaturer
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	TOP68
Längd:	120 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Membran:	Ring membran, dubbel porös PTFE
Omgivningstemperatur:	0 - 135 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Temperaturgivare:	PT100
Tryckområde:	16 bar
Vikt :	Circa 0,15 kg