



Titreringsstillämpningspaket, dryck: pH, total syrahalt i läsk, öl och kombucha, dubbel spruta, 25 ml

Produktnr: AP0026.AT1222

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Tillämpningspaket för att avgöra pH och total syrahalt i läsk, öl och kombucha. Passar Titrallab AT1000-serien, automatisk titrator modell AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Food & Beverage
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1222
Parameter:	pH, total syrahalt
Syringe:	Double
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Tillämpningspaketet innehåller en pH-sond, USB-nyckel med förprogrammerade program, bägare i polypropylen, magnetomrörare, flaskproppar, konisk adapter och två (2) högprecisionssprutor i glas på 25 ml med sprutring.

AT1000-instrument och reagenser säljs separat.

Vad finns i förpackningen

Tillämpningspaketet innehåller en pH-sond, USB-nyckel med förprogrammerade program, bägare i polypropylen, magnetomrörare, flaskproppar, konisk adapter och två (2) högprecisionssprutor i glas på 25 ml med sprutring. AT1000-instrument och reagenser säljs separat.