



Sats AT1000 för sprutvolymverifiering

Produktnr: LZE228
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Sats för verifiering av sprutvolym för automatiska titratorer i Titrallab AT1000-serien

Specifikationer

Garanti :	24 månader
Vad ingår i leveransen:	Satsen innehåller stativ, fästhuvud och klämma (LZE231), slang, pipettspets, pipethållare och rörspruthållare (LZE230) och licens för aktivering av sprutverifiering (LZE229)

Vad finns i förpackningen

Satsen innehåller stativ, fästhuvud och klämma (LZE231), slang, pipettspets, pipethållare och rörspruthållare (LZE230) och licens för aktivering av sprutverifiering (LZE229)